

360° 電動歯ブラシ(ホワイトニング機能付き)

特徴

4つのモードで歯をメンテナンス

清潔、マッサージ、ホワイトニング機能

360°、10秒歯磨き

高周波振動、冷光ホワイトニング

一般の歯磨き粉も使用可能

専用ホワイトニングジェルでホワイトニング

使用前にお読み下さい。



使用上の注意。

- ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- 異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- 15歳以上のほとんどの方はマウスピースを咥えられますが、不適合や違和感がある場合は使用をおやめください。
- 機器は水洗いし清潔にして使用下さい。
- この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- 機器を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。

<使用適用年齢>

15歳以上(マウスピースが違和感なく口にはめれる方)

4つのモードを切り替えてホワイトニング

- 強力洗浄モード .. 強力に振動して汚れを強力に洗浄します。
- マッサージモード .. 歯茎をマッサージする程度の力で洗浄します。マッサージ効果もあります。
- 快適モード .. 弱めに振動して洗浄します。
- ホワイトニングモード .. 冷光のみでホワイトニングプロセスをスピードアップします。

1. 機器図



2. 充電

- 1) 充電台をUSBケーブルで電源に接続下さい。
(電源が供給されている場合青LEDが点灯します。)
- 2) 本体を充電台に接点があうようにはめて充電下さい。
きちんとはまっていれば、本体LEDが青点灯します。
充電中は点滅し満充電になると本体LEDが連続点灯します。

3. 使用方法

- 1) 使用前にマウスピース部分を水ですすぎます。
- 2) マウスピースの両側に市販の歯磨き粉やホワイトニングジェルを付けます。
- 3) マウスピースを口に入れます。
- 4) 本体の電源ボタンを長押しすることで電源 ON/OFFを行います。電源ONで電源ボタンを押すと振動パターンを変更します。
(電源は約40秒で自動OFFになります。)
- 5) 使用後はマウスピース及び本体を水洗いして汚れを落とすして下さい

4. マウスピース交換

汚れたら交換ください。(標準3～6月程度毎)
ドライバーなどでマウスピースの下部のシリコンゴム部分をひっぱ
り着脱します。

5. メンテナンス

水洗い可能なので、強力洗浄モードで流水にて洗浄し、常時
清潔に保ってください。

6. 消耗品購入

マウスピース、ホワイトニングジェルは下記でお求めください。

<電話> 050-3786-0010

<URL> <https://sec.broadwatch.jp/products/>

7. 仕様 仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体(マウスピース組込済み)、マウスピース(予備)、充電台、
USBケーブル、USB電源、ホワイトニングジェル3本、本説明書

電源	USB電源(DC5V/1A)	カラー	ホワイト	
サイズ	約 110g、約 70*65mm	振動数	約 17000回/分	
電池	フル充電で2週程度(1日2回程度使用)		防水	IPX7
材質	ABS(本体)、シリコンゴム(マウスピース)			

8 サポート

注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

www.broadwatch.jp

電話対応は混み合いますので、メール対応を推奨します。

<メール> support@broadwatch.jp

<電話> 050-3786-0010

(平日10～17時。話中の場合はコールバック対応です)

型番 TOOTH-WHITE